

> RISE™ SC

SEMI-COMPLIANT PTCA BALLOON CATHETER

EN ENGLISH – INSTRUCTIONS FOR USE	7
FR FRANÇAIS – INSTRUCTION D'UTILISATION	10
DE DEUTSCH – GEBRAUCHSANWEISUNG	13
IT ITALIANO – ISTRUZIONI PER L'USO	16
ES ESPAÑOL – INSTRUCCIONES DE USO	19
PT PORTUGUÊS – INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO	22
NL NEDERLANDS – GEBRUIKSAANWIJZING	25
DA DANSK – BRUGSANVISNING	28
FI SUOMI – KÄYTTÖOHJEET	31
SV SVENSKA – BRUKSANVISNING	33
NO NORSK – BRUKSANVISNING	35
EL ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	38
BG БЪЛГАРСКИ – ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА	41
ET EESTI KEEL – KASUTUSJUHEND	44
LT LIETUVIŲ KALBA – NAUDOJIMO INSTRUKCIJA	46
LV LATVIEŠU VALODA – LIETOŠANAS INSTRUKCIJA	49
PL POLSKI – INSTRUKCJA UŻYCIA	51
CS ČEŠTINA – NÁVOD K POUŽITÍ	54
SK SLOVENČINA – NÁVOD NA POUŽITIE	57
HU MAGYAR – HASZNÁLATI UTASÍTÁS	60
RO ROMÂNĂ – INSTRUȚIUNI DE UTILIZARE	63
HR HRVATSKI – UPUTE ZA UPOTREBU	66
SL SLOVENŠČINA – NAVODILA ZA UPORABO	69
TR TÜRKÇE – KULLANMA TALİMATI	71
МК МАКЕДОНСКИ – УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА	73
SR SRPSKI – UPUTSTVO ZA UPOTREBU	76
RU РУССКИЙ – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	79
ID BAHASA INDONESIA – PETUNJUK PENGGUNAAN	82
VI TIẾNG VIỆT – HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	85
ZH 简体中文 – 使用说明书	88
ZH 繁體中文 – 使用說明	90



EN SYMBOLS USED IN LABELING / **FR** SYMBOLES UTILISÉS POUR L'ÉTIQUETAGE / **DE** ZUR KENNZEICHNUNG VERWENDETE SYMBOLE / **IT** SIMBOLI UTILIZZATI PER L'ETICHETTATURA / **ES** SÍMBOLOS UTILIZADOS EN LAS ETIQUETAS / **PT** SÍMBOLOS UTILIZADOS NO RÓTULO / **NL** OP HET ETIKET GEBRUIKTE SYMBOLEN / **DA** ANVENDTE SYMBOLER PÅ ETIKETTER / **FI** MERKINNÖISSÄ KÄYTETYT SYMBOLIT / **SV** SYMBOLER I MÄRKNINGEN / **NO** SYMBOLER SOM BRUKES VED MERKING / **EL** ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ / **BG** СИМВОЛИ ВЪРХУ ЕТИКЕТИТЕ / **ET** SILTIDEL KASUTATUD SÜMBOLID / **LT** ETIKETĖJE NAUDOJAMI SIMBOLIAI / **LV** MARKĒJUMĀ LIETOTIE SIMBOLI / **PL** SYMBOLE UŻYTE NA ETYKIECIE / **CS** SYMBOLY POUŽITÉ NA ŠTÍTKU / **SK** SYMBOLY POUŽITÉ NA ŠTÍTKU / **HU** A CÍMKÉN SZEREPLŐ SZIMBÓLUMOK / **RO** SIMBOLURI UTILIZATE LA ETICHETARE / **HR** SIMBOLI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU ZA OZNAČIVANJE / **SL** SIMBOLI, UPORABLJENI NA OZNAKAH / **TR** ETİKETLEMEDE KULLANILAN SEMBOLLER / **MK** СИМБОЛИ КОИ СЕ УПОТРЕБУВААТ ПРИ ЕТИКЕТИРАЊЕТО / **SR** SIMBOLI KOJI SE KORISTE NA NALEPNICAMA / **RU** УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ЭТИКЕТКАХ / **ID** SIMBOL YANG DIGUNAKAN DALAM PELABELAN / **VI** KÝ HIỆU DÙNG GHI NHÃN / **ZH-CN** 标签所用符号 / **ZH-TW** 標籤所用的符號

	EN Manufacturer / FR Fabricant / DE Hersteller / IT Produttore / ES Fabricante / PT Fabricante / NL Fabrikant / DA Producent / FI Valmistaja / SV Tillverkare / NO Produsent / EL Κατασκευαστής / BG Производител / ET Tootja / LT Gamintojas / LV Ražotājs / PL Producent / CS Výrobce / SK Výrobca / HU Gyártó / RO Producător / HR Proizvođač / SL Proizvajalec / TR Üretici / MK Производителот / SR Proizvođač / RU Производитель / VI Nhà sản xuất / ZH-CN 制造商 / ZH-TW 製造商
	EN Date of Manufacture / FR Date de fabrication / DE Herstellungsdatum / IT Data di produzione / ES Fecha de fabricación / PT Data de fabricação / NL Productiedatum / DA Fremstillingsdato / FI Valmistuspäivämäärä / SV Tillverkningsdatum / NO Produksjonsdato / EL Ημερομηνία κατασκευής / BG Дата на производство / ET Valmistamise kuupäev / LT Pagaminimo data / LV Ražošanas datums / PL Data produkcji / CS Datum výroby / SK Dátum výroby / HU Gyártás dátuma / RO Data fabricației / HR Datum proizvodnje / SL Datum proizvodnje / TR Üretim Tarihi / MK Датум на производство / SR Datum proizvodnje / RU Дата изготовления / ID Tanggal Produksi / VI Ngày sản xuất / ZH-CN 制造日期 / ZH-TW 製造日期
	EN Catalog number / FR Numéro de catalogue / DE Katalognummer / IT Numero di catalogo / ES Número de catálogo / PT Número de catálogo / NL Catalogusnummer / DA Katalognummer / FI Luettelonumero / SV Katalognummer / NO Katalognummer / EL Αριθμός καταλόγου / BG Каталоген номер / ET Katalooginumber / LT Katalogo numeris / LV Kataloga numurs / PL Numer katalogowy / CS Katalogové číslo / SK Katalogové číslo / HU Katalógusszám / RO Număr de catalog / HR Kataloški broj / SL Kataloška številka / TR Katalog numarası / MK Број на каталог / SR Kataloški broj / RU Каталогный номер / ID Nomor katalog / VI Số catalog / ZH-CN 产品目录号 / ZH-TW 產品目錄編號
	EN Batch code / FR Numéro de lot / DE Chargenkennung / IT Codice lotto / ES Código del lote / PT Código do lote / NL Partijcode / DA Batchkode / FI Eräkkoodi / SV Batchnummer / NO Batchkode / EL Κωδικός παρτίδας / BG Партиден номер / ET Partii kood / LT Partijos kodas / LV Partijas kods / PL Kod partii / CS Kód šarže / SK Číslo šarže / HU Köteggkód / RO Codul lotului / HR Šifra serije / SL Serijska številka / TR Parti kodu / MK Сериски код / SR Šifra serije / RU Код партии / ID Kode batch / VI Mã lô / ZH-CN 批号 / ZH-TW 製造批號
	EN Caution, consult accompanying documents / FR Attention, consulter les documents joints / DE Achtung, Begleitdokumente lesen / IT Attenzione, consultare la documentazione allegata / ES Precaución, consultar los documentos adjuntos / PT Atenção, consultar os documentos em anexo / NL Let op, raadpleeg meegeleverde documenten / DA Forsigtighedsregler, se medfølgende dokumenter / FI Huomio, lue toimitetut asiakirjat / SV Viktigt! Läs medföljande dokument / NO Forsiktig, rådfør deg med vedlagte dokumenter / EL Προσοχή, συμβουλευτείτε τα συνοδευτικά έγγραφα / BG Внимание, направте справка с придружаващата документация / ET Ettevaatust, lugege kaasnevid dokumente / LT Dėmesio! Žr. pridedamus dokumentus / LV Uzmanību! Lasīt pavaddokumentus! / PL Uwaga: należy zapoznać się z załączonymi dokumentami / CS Pozor, seznámte se s příloženými dokumenty / SK Upozornenie, pozrite si priložené dokumenty / HU Vigyázat, olvassa el a kísérelő dokumentumokat / RO Atenție, consultați documentele însoțitoare / HR Oprez, pročitati popratne dokumente / SL Previdno, preglejte priloženo dokumentacijo / TR Dikkat, birlikte verilen belgelere bakın / MK Внимание, консултирајте се со придружните документи / SR Opres, pogledajte prateću dokumentaciju / RU Внимание! Прочтите сопроводительную документацию / ID Perhatian, lihat dokumen yang menyertai / VI Thận trọng, tham khảo tài liệu kèm theo / ZH-CN 注意, 请查阅随附文件 / ZH-TW 警告, 請查閱隨附文件說明
	EN Do not re-sterilize / FR Ne pas restériliser / DE Nicht erneut sterilisieren / IT Non risterrilizzare / ES No volver a esterilizar / PT Não reesterilizar / NL Niet opnieuw steriliseren / DA Må ikke reesteriliseres / FI Ei saa steriloida uudestaan / SV Får inte resteriliseras / NO Må ikke resteriliseres / EL Μην επαναποστείρωνετε / BG Да не се стерилизира повторно / ET Mitte resteriliseerida / LT Pakartotina nesterilizuoti / LV Nesterilizēt atkārtoti / PL Nie sterylizować ponownie / CS Nesterilizujte opakovaně / SK Nesterilizujte opakovane / HU Ne sterilizálja újra / RO A nu se reesteriliza / HR Ne ponovno sterilizirati / SL Ponovna sterilizacija ni dovoljena / TR Tekrar sterilize etmeyin / MK He pesterilizirajte / SR Ne sterilisati ponovo / RU He стерилизовать повторно / ID Jangan disterilisasi ulang / VI Không tái tiệt trùng / ZH-CN 请勿重复灭菌 / ZH-TW 請勿重新滅菌
	EN Do not re-use / FR Ne pas réutiliser / DE Nicht wiederverwenden / IT Non riutilizzare / ES No reutilizar / PT Não reutilizar / NL Niet hergebruiken / DA Må ikke genbruges / FI Ei saa käyttää uudelleen / SV Får inte återanvändas / NO Må ikke gjenbrukes / EL Μην επαναχρησιμοποιείτε / BG Да не се използва повторно / ET Mitte kordukasutada / LT Nenaudoti pakartotina / LV Nelietot atkārtoti / PL Nie używać ponownie / CS Nepoužívejte opakovaně / SK Na jednorazové použitie / HU Ne használja újra / RO A nu se reutiliza / HR Ne ponovno upotrebljavati / SL Ponovna uporaba ni dovoljena / TR Tekrar kullanmayın / MK He upotrebljavajte ponovno / SR Ne upotrebljavati više puta / RU He использовать повторно / ID Jangan digunakan ulang / VI Không tái sử dụng / ZH-CN 请勿重复使用 / ZH-TW 請勿重複使用

STERILE EO	EN Sterilized using ethylene oxide / FR Stérilisé à l'oxyde d'éthylène / DE Sterilisiert mit Ethylenoxid / IT Sterilizzato con ossido di etilene / ES Esterilizado con óxido de etileno / PT Esterilizado com óxido de etileno / NL Gesteriliseerd met ethylenoxide / DA Steriliseret med ethylenoxid / FI Tämä tuote on steriloitu etyleenioksidilla / SV Steriliserad med etylenoxid / NO Sterilisert med etylenoksid / EL Αποστειρωμένο με τη χρήση αιθυλενοξειδίου / BG Стерилизирано с етиленов оксид / ET Steriliseeritud etüleenoksiidiga / LT Sterilizuota naudojant etileno oksidą / LV Sterilizēts ar etilēna oksīdu / PL Produkt sterylizowany tlenkiem etylenu / CS Sterilizováno etylenoxidem / SK Sterilizované pomocou etylénoxidu / HU Etilén-oxiddal sterilizálva / RO Sterilizat cu oxid de etilenă / HR Sterilizirano etilen-oksídom / SL Sterilizirano z etilenoksidom / TR Etilen oksitle sterilize edilmiştir / MK Стерилизирано со употреба на етилен оксид / SR Sterilisano etilen-oksídom / RU Стерилизовано этиленоксидом / ID Disterilkan dengan menggunakan etilena oksida / VI Sản phẩm đã được tiệt trùng bằng Ethylene Oxide / ZH-CN 经环氧乙烷灭菌 / ZH-TW 使用環氧乙烷滅菌
	EN Use-by date / FR Date limite d'utilisation / DE Verfallsdatum / IT Usare entro la data di scadenza / ES Fecha de caducidad / PT Prazo de validade / NL Uiterste gebruiksdatum / DA Anvendes inden / FI Viimeinen käyttöpäivä / SV Används senast / NO Utløpsdato / EL Ημερομηνία “Χρήση έως” / BG Срок на годност / ET Kõlblik kuni / LT Panaudoti iki nurodytos datos / LV Derīguma termiņš / PL Data ważności / CS Datum konce spotřeby / SK Spotrebujte do / HU Felhasználhatósági idő / RO Data expirării / HR Rok upotrebe / SL Datum izteka roka uporabnosti / TR Son kullanma tarihi / MK Датум на употреба / SR Rok upotrebe / RU Использовать до / ID Tanggal kedaluwarsa / VI Hạn sử dụng / ZH-CN 使用期限 / ZH-TW 使用期限
NP	EN Nominal Pressure / FR Pression nominale / DE Nominaler Druck (Nominal Pressure) / IT Pressione nominale / ES Presión nominal / PT Pressão nominal / NL Nominale druk / DA Nominelt tryk / FI Nimellinen täyttöpaine / SV Nominellt tryck / NO Nominelt trykk / EL Ονομαστική πίεση / BG Номинално налягане / ET Nimirõhk / LT Vardinis slėgis / LV Nominālais spiediens / PL Nominalne ciśnienie / CS Nominální tlak / SK Nominálny tlak / HU Névleges nyomás / RO Presiune nominală / HR Nazivni tlak / SL Nominal Basing / MK Номинален притисок / SR Nominalni pritisak / RU Номинальное давление / ID Tekanan Nominal / VI Áp suất Danh định / ZH-CN 标称压力 / ZH-TW 標稱壓力
MD	EN Medical Device / FR Dispositif médical / DE Medizinprodukt / IT Dispositivo medico / ES Dispositivo médico / PT Dispositivo médico / NL Medisch hulpmiddel / DA Medicinsk udstyr / FI Lääkinnällinen laite / SV Medicinteknisk produkt / NO Medisinsk utstyr / EL Ιατροτεχνολογικό προϊόν / BG Медицинско изделие / ET Meditsiiniseadme / LT Medicinos priemonė / LV Medicīniskā ierīce / PL Wyrób medyczny / CS Zdravotnický prostředek / SK Zdravotnícka pomôcka / HU Orvostechnikai eszköz / RO Dispozitiv medical / HR Medicinski proizvod / SL Medicinski pripomoček / TR Tıbbi Cihaz / MK Медицински уред / SR Medicinsko sredstvo / RU Медицинское изделие / ID Alat Medis / VI Thiết bị Y tế / ZH-CN 医疗器械 / ZH-TW 醫療裝置
	EN Entity importing the medical device into the European Union / FR Entité qui importe le dispositif médical dans l'Union européenne / DE Unternehmen, das das Medizinprodukt in die Europäische Union einführt / IT Entità importatrice del dispositivo medico nell'Unione Europea / ES Entidad que importa el dispositivo médico a la Unión Europea / PT Entidade que importa o dispositivo médico para a União Europeia / NL Entiteit die het medische hulpmiddel in de Europese Unie importeert / DA Importør af det medicinske udstyr til den Europæiske Union / FI Yksikkö, joka tuo lääkinnällisen laitteen Euroopan unioniin / SV Företaget som importerar den medicintekniska produkten till EU / NO Enhet som importerer det medisinske utstyret til EU / EL Οντότητα που εισάγει το ιατροτεχνολογικό προϊόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση / BG Вносител на медицинското изделие в Европейския съюз / ET Üksus, kes impordib meditsiiniseadme Euroopa Liitu / LT Subjektas, importuojantis medicinos priemonę į Europos Sąjungą / LV Subjekts, kas importē medicīnisko ierīci uz Eiropas Savienību / PL Podmiot będący importerem wyrobu medycznego na terenie Unii Europejskiej / CS Subjekt dovážející zdravotnický prostředek do Evropské unie / SK Dovožca zdravotníckej pomôcky do Európskej únie / HU Az orvostechnikai eszközöt az Európai Unióba importáló szervezet / RO Entitatea care importă dispozitivul medical în Uniunea Europeană / HR Subjekt koji uvozi medicinski proizvod u Europsku uniju / SL Subjekt, ki medicinski pripomoček uvaža v Evropsko unijo / TR Tıbbi cihazı Avrupa Birliği'ne ithal eden kuruluş / MK Субјект кој го увезува медицинскиот уред во Европската Унија / SR Označava pravnog subjekta koji uvozi medicinsko sredstvo u Evropsku uniju / RU Организация-импортер медицинского изделия в Европейский союз / ID Entitas yang mengimpor alat medis ke Uni Eropa / VI Tổ chức nhập khẩu thiết bị y tế vào Liên minh châu Âu / ZH-CN 进口医疗器械到欧盟的实体 / ZH-TW 將醫療裝置進口到的實體歐盟
EC REP	EN Authorized representative in the European Community/European Union / FR Mandataire dans la Communauté européenne/l'Union européenne / DE Bevollmächtigter Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft/Europäischen Union / IT Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea/Unione Europea / ES Representante autorizado en la Comunidad Europea/Unión Europea / PT Representante Autorizado na Comunidade Europeia/União Europeia / NL Erkend vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap/Europese Unie / DA Autoriseret repræsentant i det Europæiske Fællesskab/den Europæiske Union / FI Valtuutettu edustaja Euroopan unionissa / SV Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen/Europeiska unionen / NO Autorisert representant i EU / EL Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα/Ευρωπαϊκή Ένωση / BG Упълномощен представител в Европейската общност/Европейския съюз / ET Volitatud esindaja Euroopa Ühenduses/Euroopa Liidus / LT Įgaliotasis atstovas Europos bendrijoje ir Europos Sąjungoje / LV Pilnvarotais pārstāvis Eiropas Kopienā/Eiropas Savienībā / PL Autoryzowane przedstawicielstwo we Wspólnocie Europejskiej/Unii Europejskiej / CS Autorizovaný zástupce v Evropském společenství/Evropské unii / SK Oprávnený zástupca pre Európske spoločenstvo/Európsku úniu / HU Hivatalos képviselő az Európai Közösségekben/Európai Unióban / RO Reprezentant autorizat în Comunitatea Europeană/Uniunea Europeană / HR Ovlašteni predstavnik u Europskoj zajednici/Europskoj uniji / SL Pooblaščen predstavnik v Evropski skupnosti/Evropski uniji / TR Avrupa Topluluğu/Avrupa Birliği'ndeki yetkili temsilci / MK Овластен претставник во Европската заедница/Европската Унија / SR Ovlašćeni predstavnik u Evropskoj zajednici/Evropskoj uniji / RU Уполномоченный представитель в Европейском сообществе/Европейском союзе / ID Perwakilan resmi di Komunitas Eropa/Uni Eropa / VI Đại diện được ủy quyền tại Cộng đồng châu Âu/Liên Minh châu Âu / ZH-CN 欧洲共同体/欧盟授权代表 / ZH-TW 歐洲共同體/歐盟的授權代表
	EN Keep away from sunlight and heat / FR Conserver à l'abri de la lumière du soleil / DE Vor Sonnenlicht und Wärme schützen / IT Tenere lontano dalla luce solare e da fonti di calore / ES Mantener alejado de la luz solar y del calor / PT Manter protegido da luz solar e do calor / NL Uit de buurt houden van zonlicht en warmte / DA Må ikke udsættes for sollys og varme / FI Suojattava auringonvalolta ja lämmönlähteiltä / SV Håll borta från solljus och värme / NO Holdes unna direkte sol og varme / EL Φυλάσσετε μακριά από το ηλιακό φως και τη θερμότητα / BG Да се държи далеч от слънчева светлина и източници на топлина / ET Hoida eemal päikesevalgusest ja soojusallikatest / LT Saugoti nuo saulės šviesos ir karščio / LV Sargāt no saules un karstuma / PL Chronić przed nasłonecznieniem i ciepłem / CS Chraňte před světlem a teplem / SK Chránite pred slnečným svetlom a teplom / HU Napfénytől és hőtől távol tartandó / RO A se feri de lumina soarelui și de căldură / HR Čuvati podalje od sunčeve svjetlosti i topline / SL Shranjujte zaščiteno pred sončno svetlobo in toploto / TR Güneş ışığı veya ısıdan uzak tutun / MK Да се чува подалеку од сончева светлина и топлина / SR Držati dalje od sunčeve svetlosti i toplote / RU Беречь от солнечного света и тепла / ID Jauhkan dari sinar matahari dan panas / VI Để tránh xa ánh nắng mặt trời hoặc nhiệt / ZH-CN 远离阳光及热源 / ZH-TW 請遠離陽光照射和熱源

	EN Keep dry / FR Conserver au sec / DE Trocken halten / IT Conservare in luogo asciutto / ES Mantener seco / PT Manter seco / NL Droog houden / DA Skal holdes tørt / FI Pidettävä kuivana / SV Förvara torr / NO Holdes tørr / EL Να διατηρείται στεγνό / BG Да се пази сухо / ET Hoida kuivana / LT Laikyti sausai / LV Glabāt sausā vietā / PL Chronić przed wilgocią / CS Udržujte v suchu / SK Uchovávať v suchu / HU Tartsa szárazon / RO A se feri de umezeală / HR Čuvati na suhom / SL Hranite na suhem / TR Kuru tutun / MK Чувajte на суво / SR Držati na suvom / RU Хранить в сухом месте / ID Jaga tetap kering / VI Giữ khô ráo / ZH-CN 请保持干燥 / ZH-TW 保持乾燥
	EN Do not use if package is damaged or open and consult instructions for use / FR Ne pas utiliser si l'emballage a été ouvert ou est endommagé, et consulter les instructions d'utilisation / DE Bei beschädigter oder offener Verpackung nicht mehr verwenden und Gebrauchsanweisung beachten / IT Non utilizzare se la confezione è aperta o danneggiata e consultare le istruzioni per l'uso / ES No usar el producto si el embalaje está dañado o abierto y consultar las instrucciones de uso / PT Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada e consultar as instruções de utilização / NL Gebruik het product niet als de verpakking beschadigd of geopend is en raadpleeg de gebruiksaanwijzing / DA Må ikke anvendes, hvis emballagen er åbnet eller beskadiget og se brugsanvisningen / FI Ei saa käyttää, ellei pakkaus ole vaurioitunut ja ehjä. Katso lisätietoja käyttöohjeista. / SV Använd inte om förpackningen är skadad eller öppen och läs bruksanvisningen / NO Skal ikke brukes dersom emballasjen er åpnet eller skadet og sjekk bruksanvisningen / EL Μην το χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία έχει ανοιχτεί ή έχει υποστεί ζημιά και συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης / BG Да не се използва, ако опаковката е повредена или отворена; вижте инструкциите за употреба / ET Mitte kasutada, kui pakend on kahjustatud või avatud ning lugeda kasutusjuhendit / LT Nenaudoti, jei pakuotė pažeista arba atidaryta, ir perskaityti naudojimo instrukcija / LV Nelietot, ja iepakojums ir bojāts vai atvērts, un skatīt lietošanas instrukciju / PL Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone lub otwarte i zapoznać się z instrukcją użycia / CS Nepoužívejte, pokud je obal poškozený nebo otevřený, a seznamte se s návodem k použití / SK Nepoužívajte, ak je obal poškodený alebo otvorený a prečítajte si návod na použitie / HU Ne használja, ha a csomagolás sérült vagy nyitott, és olvassa el a használati utasítást / RO Nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat sau deschis și consultați instrucțiunile de utilizare / HR Ne upotrebljavati ako je pakiranje oštećeno ili otvoreno i pročitati upute za upotrebu / SL Ne uporabljajte, če je ovojnina poškodovana ali odprta in preberite navodila za uporabo / TR Ambalaj hasar görmüş ya da açılmışsa kullanmayın ve kullanım talimatına başvurun / MK Не користете ако пакувањето е оштетено или отворено и консултирајте се со упатството за употреба / SR Nemojte koristiti proizvod ako je pakovanje oštećeno i pogledajte uputstvo za upotrebu / RU Не использовать устройство, если упаковка вскрыта или повреждена, и обратиться к инструкции по применению / ID Jangan gunakan jika kemasan rusak atau terbuka dan lihat petunjuk penggunaan / VI Không sử dụng nếu bao bì bị hư tổn hoặc đã được mở và tham khảo hướng dẫn sử dụng / ZH-CN 如果包装破损或已打开, 请勿使用, 请查阅使用说明 / ZH-TW 若包裝已受損或打開, 請勿使用, 並請查閱使用說明
	EN Balloon length / FR Longueur du ballonnet / DE Länge des Ballons / IT Lunghezza del palloncino / ES Longitud del balón / PT Comprimento do balão / NL Lengte van de ballon / DA Ballonlængde / FI Pallon pituus / SV Ballonglängd / NO Ballonglengde / EL Μήκος μπαλονιού / BG Дължина на балона / ET Ballooni pikkus / LT Balionėlio ilgis / LV Balona garums / PL Długość balonu / CS Délka balónku / SK Dĺžka balónika / HU Ballonhossz / RO Lungimea balonului / HR Duljina balona / SL Dolžina balona / TR Balon uzunluğu / MK Дужина на балон / SR Dužina balona / RU Длина баллона / ID Panjang balloon / VI Chiều dài bóng bong / ZH-CN 球囊长度 / ZH-TW 氣球長度
	EN Balloon diameter (at nominal inflation pressure) / FR Diamètre du ballonnet (à la pression d'inflation nominale) / DE Ballondurchmesser (bei Nenndruck für die Inflation) / IT Diametro del palloncino (alla pressione nominale di gonfiaggio) / ES Diámetro del balón (a la presión de inflado nominal) / PT Diâmetro do balão (à pressão de inflação nominal) / NL Diameter van de ballon (bij nominale vuldruk) / DA Ballondiameter (ved nominelt inflationstryk) / FI Pallon halkaisija (nimellisellä täyttöpaineella) / SV Ballongdiameter (vid nominellt uppläsningsstryk) / NO Ballongdiameter (ved nominelt oppblåsningsstrykk) / EL Διάμετρος μπαλονιού (σε ονομαστική πίεση διόγκωσης) / BG иаметър на балона (при надуване при номинално налягане) / ET Ballooni diameeter (nominaalne täitmisrõhk) / LT Balionėlio skersmuo (esant vardiniam pripūtimo slėgiui) / LV Balona diametrs (pie nominālā piepūšanas spiediena) / PL Średnica balonu (przy znamionowym ciśnieniu napęniania) / CS Průměr balónku (při nominálním tlaku plnění) / SK Priemer balónika (pri nominálnom tlaku nafúknutia) / HU Ballon átmérője (a névleges felfújási nyomáson) / RO Diametrul balonului (la presiunea de umflare nominală) / HR Promjer balona (pri nazivnom tlaku napuhavanja) / SL Premer balona (pri nazivnem tlaku polnjenja) / TR Balon çapı (nominal şişirme basıncında) / MK Дијаметар на балон (при номинален притисок на надување) / SR Prečnik balona (pri nominalnom pritisku naduvavanja) / RU Диаметр баллона (при номинальном давлении раздувания) / ID Diameter balloon (pada tekanan pengembungan nominal) / VI Đường kính bóng bong (tại áp suất bơm danh định) / ZH-CN 球囊直径 (标称充胀压力下) / ZH-TW 氣球直徑 (於標稱充氣壓力下)
	EN Maximum Guidewire Outer Diameter / FR Diamètre extérieur maximal du fil guide / DE Maximaler Außendurchmesser des Führungsdrahts / IT Diametro esterno massimo del filo guida / ES Diámetro exterior máximo de la guía / PT Diâmetro externo máximo do fio-guia / NL Maximale buitendiameter van de voerdraad / DA Maks. udvendig diameter på guidewire (OD) / FI Ohjainvaijerin suurin ulkoläpimitta / SV Maximal ytterdiameter ledare (OD) / NO Maksimal ytre diameter på ledevaier / EL Μέγιστη εξωτερική διάμετρος οδηγού σύρματος / BG Максимален външен диаметър на водача / ET Juhtetraadi maksimaalne välisläbimõõt / LT Didžiausias kreipiamosios vielos išorinis skersmuo / LV Maksimālais vadstīgas ārējais diametrs / PL Maksymalna średnica zewnętrzna prowadnika / CS Maximální vnější průměr vodičeho drátu / SK Maximálny vonkajší priemer vodiaceho drôtu / HU Vezetőhuzal maximális külső átmérője / RO Diametrul exterior maxim al firului de ghidaj / HR Maksimalan vanjski promjer žice vodilice / SL Največji zunanji premer vodilne žice / TR Maksimum Kılavuz Tel Diş Çapı / MK Maksimalen nadvorenšen diјametар на жица за водење / SR Maksimalni spoljašnji prečnik žice-vodilice / RU Максимальный наружный диаметр проводника / ID Diameter Luar Maksimum Kawat Pemandu / VI Đường kính Ngoài Tối đa của Dây dẫn / ZH-CN 最大导丝外径 / ZH-TW 最大導線外徑
	EN Minimum Guiding Catheter Inner Diameter / FR Diamètre intérieur minimal pour le cathéter guide / DE Mindest-Innendurchmesser des Führungskatheters / IT Diametro interno minimo del catetere guida / ES Diámetro interior mínimo del catéter guía / PT Diâmetro interno mínimo do cateter-guia / NL Minimale binnendiameter van de geleidekatheter / DA Mindste indre diameter på guidekateter (ID) / FI Ohjainkateetrin pienin sisäläpimitta / SV Minsta innerdiameter på styrkateter / NO Minimum indre diameter på føringskateter / EL Ελάχιστη εσωτερική διάμετρος οδηγού καθετήρα / BG Минимален вътрешен диаметър на водещия катетър / ET Juhtekateetri minimaalne sisediameter / LT Mažiausias kreipamojo kateterio vidinis skersmuo / LV Minimālais vadītājkatetra iekšējais diametrs / PL Minimalna średnica wewnętrzna cewnika prowadzącego / CS Minimální vnitřní průměr vodičeho katétru / SK Minimálny vnútorný priemer vodiaceho katétra / HU Vezetőkatéter minimális belső átmérője / RO Diametrul interior minim al cateterului de ghidare / HR Minimalan unutarnji promjer vodećeg katetera / SL Najmanjši notranji premer vodilnega katetra / TR Minimum Kılavuz Kateter İç Çapı / MK Минимален водечки катетер внатрешен дијаметар / SR Minimalni unutrašnji prečnik vodećeg katetera / RU Минимальный внутренний диаметр проводникового катетера / ID Diameter Dalam Minimum Kateter Pemandu / VI Đường kính Trong Tối thiểu của Ống thông / ZH-CN 最小导引导管内径 / ZH-TW 最小導引導管內徑

	EN Consult instructions for use / FR Consulter les instructions d'utilisation / DE Gebrauchsanweisung beachten / IT Consultare le istruzioni per l'uso / ES Consultar las instrucciones de uso / PT Consultar as instruções de utilização / NL Raadpleeg de gebruiksaanwijzing / DA Se brugsanvisningen / FI Lue käyttöohjeet / SV Läs bruksanvisningen / NO Rådfor deg med bruksanvisningen / EL Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης / BG Направете справка с инструкцията за употреба / ET Lugege kasutusjuhendit / LT Žr. naudojimo instrukciją / LV Skatīt lietošanas instrukciju / PL Zapoznać się z instrukcją użycia / CS Seznamte se s návodem k použití / SK Pozrite si návod na použitie / HU Tekintse meg a használati utasítást / RO Consultati instructiunile de utilizare / HR Pročitati upute za upotrebu / SL Glejte navodila za uporabo / TR Kullanım talimatına başvurun / MK Консултирајте се со упатството за употреба / SR Pogledajte uputstvo za upotrebu / RU Прочтите инструкцию по применению / ID Lihat petunjuk penggunaan / VI Tham khảo hướng dẫn sử dụng / ZH-CN 请查阅使用说明 / ZH-TW 請查閱使用說明
RBP	EN Rated Burst Pressure / FR Pression nominale d'éclatement / DE Nennberstdruck (Rated Burst Pressure) / IT Pressione di scoppio nominale / ES Presión de ruptura nominal / PT Pressão nominal de rutura / NL Nominale barstdruk / DA Nominelt sprængningstryk / FI Nimellinen murtumispain / SV Nominellt bristningstryck / NO Rated Burst Pressure / EL Λειτουργική πίεση διάρρηξης / BG Разчетно разрушаващо налягане на балона / ET Nimilõhkemisrõhk / LT Vardinis trūkimo slėgis / LV Nominālais pārraušanas spiediens / PL Znamionowe ciśnienie rozerwania / CS Tlak prasknutí / SK Menovitý tlak prasknutia / HU Néveleges szakadási nyomás / RO Presiunea nominală de spargere / HR Nazivni tlak rasprsnuća / SL Nazivni razpočn tlak / TR Anma Patlama Basıncı / MK Номинален притисок при пукање / SR Nazivni pritisak pucanja / RU Расчетное давление разрыва / ID Tekanan Pecah Terukur / VI Áp suất Vỡ Định mức / ZH-CN 额定爆破压力 / ZH-TW 額定爆裂壓力
	EN Non-pyrogenic / FR Non pyrogénique / DE Nicht pyrogen / IT Apirogeno / ES No pirogénico / PT Não pirogê / NL Niet-pyrogeen / DA Pyrogenfri / FI Ei-pyrogeninen / SV Pyrogenfri / NO Ikke-pyrogen / EL Μη πυρετογόνο / BG Непирогенно / ET Mitterpyrogeenne / LT Nepirogeninė priemonė / LV Nepirogēns / PL Produkt niepirogenny / CS Apyrogenní / SK Apyrogénny / HU Pirogénmentes / RO Apirogen / HR Nepirogeno / SL Nepirogeno / TR Pirojenik değildir / MK Непироген / SR Apirogeno / RU Апилогенно / ID Non-pirogenik / VI Không sinh nhiệt / ZH-CN 无热原 / ZH-TW 非致熱原
UDI	EN Unique Device Identifier / FR Identifiant unique du dispositif / DE Eindeutige Produktkennzeichnung (Unique Device Identifier) / IT Identificativo univoco del dispositivo / ES Identificador único del dispositivo / PT Identificador único de dispositivo / NL Unieke identificatiecode van het hulpmiddel / DA Unik enhedsidentifikationskode / FI Yksilöllinen laitetunniste / SV Unik produkt identifierare / NO Unik utstyrsidentifikator / EL Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός τεχνολογικού προϊόντος / BG Уникален идентификатор на изделието / ET Kordumatu identiftseerimiskood / LT Unikalusis priemonės identifikatorius / LV Unikālais ierices identifikators / PL Unikalny identyfikator wyrobu / CS Jedinečný identifikátor prostředku / SK Unikátny identifikátor pomôcky / HU Egyedi eszközazonosító / RO Identificatorul unic al dispozitivului / HR Jedinstvena identifikacija proizvoda / SL Edinstveni identifikator pripomočka / TR Benzersiz Cihaz Tanımlayıcısı / MK Единствен идентификатор на уред / SR Jedinstveni identifikator medicinskog sredstva / RU Уникальный идентификатор изделия / ID Pengidentifikasi Unik Alat / VI Mã Định danh Thiết bị Duy nhất / ZH-CN 医疗器械唯一标识 / ZH-TW 唯一裝置識別碼
	EN Single sterile barrier system with protective packaging inside / FR Système de barrière stérile simple avec emballage protecteur interne / DE Einfaches Sterilbarrieresystem mit innerer Schutzverpackung / IT Sistema a singola barriera sterile con confezione protettiva interna / ES Sistema de barrera estéril único con embalaje protector incluido / PT Sistema de barreira estéril única com embalagem interna de proteção / NL Systeem met één steriele barrière met beschermende verpakking aan de binnenkant / DA Enkelt steril barrieresystem med beskyttende emballage indeni / FI Sisällä suojapakkaus, jossa on yksi steriili sulkujärjestelmä / SV Enkelt sterilt barriärsystem med skyddsförpackning inuti / NO Enkelt steril barrieresystem med beskyttende innvendig emballasje / EL Σύστημα μονού στείρου φραγμού με προστατευτική συσκευασία στο εσωτερικό / BG Единична стерилна бариерна система с вътрешна предпазна опаковка / ET Ühekordne steriilne barjäärsüsteem, mille sees on kaitsepakend / LT Vieno sterilaus barjero sistema su apsaugine vidine pakuote / LV Vienas sterilās barjeras sistēma ar iekšējo aizsargiepakojumu / PL System pojedynczej bariery jałowej z ochronnym opakowaniem wewnątrz / CS Systém s jednou sterilní bariérou s ochranným obalem uvnitř / SK Systém s jednou sterilnou bariérou s ochranným vnútorným obalom / HU Egyszeres sterilgát-rendszer belső védőcsomagolással / RO Sistem de barieră sterilă simplă cu ambalaj de protecție în interior / HR Sustav jednostruke sterilne barijere sa zaštitnim pakiranjem unutra / SL Enojni sterilni pregradni sistem z notranjo zaščitno embalažo / TR İçinde koruyucu ambalaj bulunan tekli steril bariyer sistemi / MK Единечен стерилен бариерен систем со заштитно пакување внатре / SR Sistem jednostruke sterilne barijere sa zaštitnim unutrašnjim pakovanjem / RU Одинарная стерильная барьерная система с защитной упаковкой внутри / ID Sistem penghalang steril tunggal dengan kemasan pelindung di dalam / VI Hệ thống rào chắn vô trùng đơn có bao bì bảo vệ bên trong / ZH-CN 含内层防护包装的单层无菌屏障系统 / ZH-TW 内含保護性包裝的單一無菌屏障系統
	EN Do not store above 25 °C / FR Ne pas stocker à une température supérieure à 25 °C / DE Nicht über 25 °C lagern / IT Non conservare in ambienti con temperatura superiore ai 25 °C / ES No almacenar a más de 25 °C / PT Não armazenar acima de 25 °C / NL Niet bewaren boven 25 °C / DA Skal opbevares under 25 °C / FI Ei saa säilyttää yli 25 °C:n lämpötilassa / SV Får ej förvaras över 25 °C / NO Må ikke oppbevares over 25 °C / EL Μην αποθηκεύετε σε θερμοκρασία άνω των 25°C / BG Да не се съхранява при температура над 25 °C / ET Mitte hoida temperatuuril üle 25 °C / LT Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje / LV Neglabāt temperatūrā, kas augstāka par 25 °C / PL Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C / CS Neskladujte při teplotě vyšší než 25 °C / SK Neskladujte pri teplote nad 25 °C / HU Legfeljebb 25 °C-on tárolandó / RO A nu se depozita la temperaturi de peste 25 °C / HR Ne čuvati pri temperaturi iznad 25 °C / SL Shranjujte pri temperaturi do 25 °C / TR 25°C'nin üzerindeki sıcaklığta saklamayın / MK Да не се чува на температура над 25 °C / SR Čuvati na temperaturi do 25 °C / RU Не хранить при температуре выше 25 °C / ID Jangan simpan pada suhu di atas 25 °C / VI Không bảo quản trên 25 °C / ZH-CN 请勿储存于 25 °C 以上的环境 / ZH-TW 請勿存放於 25 °C 以上的環境

PETUNJUK PENGGUNAAN

RISE™ SC
Kateter Balon PTCA Semi-Compliant

Daftar Isi

- 1. DESKRIPSI ALAT
 - 1.1 Komponen Alat
- 2. TUJUAN YANG DIMAKSUDKAN
- 3. INDIKASI
- 4. KONTRAINDIKASI
- 5. PENGGUNA YANG DIMAKSUDKAN
- 6. PENGGUNAAN DALAM POPULASI KHUSUS
- 7. MANFAAT KLINIS YANG DIMAKSUDKAN
- 8. PERINGATAN
- 9. PERHATIAN
- 10. PANDUAN OPERATOR
 - 10.1 Material yang diperlukan
 - 10.2 Inspeksi sebelum penggunaan
 - 10.3 Persiapan kateter balon dan alat pengembangan
 - 10.4 Pemasukan dan penggunaan
- 11. TEKNIK PROSEDUR PERTUKARAN
- 12. POTENSI KEJADIAN TIDAK DIINGINKAN
- 13. REFERENSI
- 14. INFORMASI KONSELING PASIEN
- 15. CARA PENYIMPANAN DAN PEMBUANGAN
- 16. LAPORAN RINGKASAN TENTANG KESELAMATAN DAN KINERJA KLINIS
- 17. GARANSI

1. DESKRIPSI ALAT

Kateter Balon PTCA Semi-Compliant Biosensors RISE™ SC adalah Kateter Balon Angioplasti Koroner Transluminal Perkutan (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty-PTCA) Semi Sesuai atau Semi-Compliant (SC) pertukaran cepat (RX - rapid exchange) dengan poros terintegrasi dan balon distal. Poros tersebut memiliki satu lumen untuk mengembangkan/mengempiskan balon dan lumen kedua sekitar 28 cm dari ujung distal balon untuk gerakan maju pada kawat pemandu.

1.1. Komponen Alat

- Bagian tengah dan distal poros kateter balon memiliki pelapisan hidrofilik.
- Untuk membantu pemosisian di dalam lesi yang ditargetkan:
 - Satu pita penanda platinum radiopak terletak di bagian tengah balon berdiameter 1,00 mm dan 1,25 mm.
 - Dua pita penanda platinum radiopak terletak di setiap ujung balon berdiameter 1,50 hingga 5,00 mm.
- Terdapat penanda tambahan pada poros hypotube pada jarak 90 cm dan 100 cm dari ujung distal.
- Hub konektor luer-lock jenis betina terletak di ujung proksimal kateter balon. Hub ini terhubung ke lumen pengembangan balon.

Tabel 1: Deskripsi Alat

Diameter Balon (mm)	1,00; 1,25; 1,50; 2,25; 2,75; 3,25; 3,75; 4,50; 5,00	2,00; 2,50; 3,00; 3,50; 4,00
Panjang Balon (mm)	8; 12; 15; 20	8; 12; 15; 20; 25; 30; 40
Panjang Kerja Kateter (cm)	142	
Bahan Balon	Elastomer Poliamida	
Kesesuaian Balon	Semi sesuai (Semi-compliant)	
Kompatibilitas Kateter Pemandu	5F	
Kompatibilitas Lumen Bagian Dalam Kawat Pemandu	0,014"	
Pengembangan Balon: Tekanan Pengembangan Nominal: Tekanan Pecah Terukur:	8 atm / 811 kPa 14 atm / 1418 kPa	

Tabel 2: Ketersediaan Jajaran Produk

Diameter nominal balon mengembang (mm)	Panjang nominal balon tidak mengembang (mm)						
	8	12	15	20	25	30	40
1,00	RSC- 10008	RSC- 10012	RSC- 10015	RSC- 10020	--	--	--
1,25	RSC- 12508	RSC- 12512	RSC- 12515	RSC- 12520	--	--	--
1,50	RSC- 15008	RSC- 15012	RSC- 15015	RSC- 15020	--	--	--
2,00	RSC- 20008	RSC- 20012	RSC- 20015	RSC- 20020	RSC- 20025	RSC- 20030	RSC- 20040
2,25	RSC- 22508	RSC- 22512	RSC- 22515	RSC- 22520	--	--	--
2,50	RSC- 25008	RSC- 25012	RSC- 25015	RSC- 25020	RSC- 25025	RSC- 25030	RSC- 25040
2,75	RSC- 27508	RSC- 27512	RSC- 27515	RSC- 27520	--	--	--
3,00	RSC- 30008	RSC- 30012	RSC- 30015	RSC- 30020	RSC- 30025	RSC- 30030	RSC- 30040
3,25	RSC- 32508	RSC- 32512	RSC- 32515	RSC- 32520	--	--	--
3,50	RSC- 35008	RSC- 35012	RSC- 35015	RSC- 35020	RSC- 35025	RSC- 35030	RSC- 35040
3,75	RSC- 37508	RSC- 37512	RSC- 37515	RSC- 37520	--	--	--
4,00	RSC- 40008	RSC- 40012	RSC- 40015	RSC- 40020	RSC- 40025	RSC- 40030	RSC- 40040
4,50	RSC- 45008	RSC- 45012	RSC- 45015	RSC- 45020	--	--	--
5,00	RSC- 50008	RSC- 50012	RSC- 50015	RSC- 50020	--	--	--
-- Ukuran tidak tersedia							

2. TUJUAN YANG DIMAKSUDKAN

RISE SC dimaksudkan untuk digunakan pada pasien yang memenuhi syarat untuk menjalani Angioplasti Koroner Transluminal Perkutan (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty - PTCA) untuk pengobatan Penyakit Arteri Koroner (Coronary Arterial Disease - CAD).

3. INDIKASI

RISE SC diindikasikan untuk dilatasi balon pada bagian penyempitan arteri koroner atau stenosis cangkakan pintas dengan tujuan untuk memperbaiki perfusi miokard pada pasien yang memenuhi syarat untuk menjalani prosedur PTCA.

4. KONTRAINDIKASI

- Arteri koroner utama kiri yang tanpa perlindungan.
- Pasien yang menderita spasme arteri koroner, tanpa terdapat stenosis yang signifikan.

5. PENGGUNA YANG DIMAKSUDKAN

RISE SC adalah alat medis untuk penggunaan profesional yang dimaksudkan untuk digunakan oleh profesional yang telah menerima pelatihan dan pendidikan yang sesuai dalam prosedur Intervensi Koroner Perkutan (Percutaneous Coronary Intervention - PCI). Kateter balon PTCA hanya boleh digunakan oleh kardiolog intervensi. Teknik PTCA standar untuk prosedur harus digunakan. Tidak ada persyaratan prosedur atau pelatihan khusus untuk produk ini yang akan disediakan oleh Biosensors kepada tenaga kesehatan.

6. PENGGUNAAN DALAM POPULASI KHUSUS

Keamanan dan efektivitas alat RISE SC belum ditetapkan dalam populasi pasien berikut ini:

- Kehamilan: data tidak tersedia untuk penggunaan alat RISE SC pada wanita hamil.
 - Penggunaan pada pasien anak: keamanan dan efikasi alat RISE SC belum ditetapkan.
- Pertimbangan dengan saksama sesuai tidaknya penggunaan RISE SC pada populasi pasien di atas.

7. MANFAAT KLINIS YANG DIMAKSUDKAN

Manfaat klinis diharapkan sama dengan manfaat kateter balon PTCA lainnya.

- Revaskularisasi miokard dengan PTCA/PCI adalah prosedur invasif minimal yang meningkatkan aliran darah ke jantung, mengurangi nyeri dada yang terkait dengan jantung (angina), dan meningkatkan kapasitas latihan fisik¹. Pada Sindrom Koroner Akut, PTCA/PCI mengurangi risiko kematian dan Infark Miokard (Serangan Jantung) berulang².
- Persiapan lesi dengan Kateter Balon PTCA sebelum pemasangan stent (ring jantung) memudahkan pengantaran stent, mengurangi pergeseran plak, dan memungkinkan ekspansi stent yang optimal³.

8. PERINGATAN

- Pastikan bahwa kemasan tidak rusak atau terbuka karena hal ini dapat menunjukkan gangguan pada penghalang steril. Periksa "Tanggal kedaluwarsa" yang ditunjukkan di sebelah simbol yang sesuai pada label dan jangan gunakan produk yang telah mencapai atau melebihi tanggal kedaluwarsa pada label tersebut.
- Kesterilan dan kestabilan alat tidak dapat dijamin setelah kantong dibuka sehingga alat HARUS segera digunakan.
- Alat yang tidak digunakan harus dikembalikan ke Biosensors International™⁴ dan tidak boleh menjadi persediaan lagi.
- Alat ini dimaksudkan hanya untuk sekali pakai dan tidak boleh digunakan ulang pada prosedur lain. JANGAN lakukan sterilisasi ulang terhadap alat karena tindakan ini dapat membahayakan kinerjanya, dapat mengakibatkan kegagalan alat dan komplikasi prosedur dengan cedera berat atau kematian pasien. Penggunaan ulang, pemrosesan ulang, dan sterilisasi ulang menimbulkan risiko kontaminasi silang dan infeksi antarpasien.
- Penyimpanan alat yang tidak tepat dapat membahayakan kinerjanya, dapat mengakibatkan kegagalan alat dan komplikasi prosedur dengan cedera parah atau kematian pasien.

1 Neumann et al. 2018 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization. Eur Heart J., 2019 Jan 7;40(2):87-165.
2 Chacko et al. Effects of Percutaneous Coronary Intervention on Death and Myocardial Infarction Stratified by Stable and Unstable Coronary Artery Disease: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2020;13(2):e006363
3 Moses et al. Lesion preparation prior to stenting. Rev Cardiovasc Med. 2004;5 Suppl 2:S16-S21.
4 Hubungi Layanan Penjualan dan Pelanggan di wilayah Anda atau distributor setempat untuk pengembalian barang.

- Hanya dokter yang telah menerima pelatihan dan pendidikan yang sesuai yang seharusnya melaksanakan prosedur PTCA dan risiko/manfaat dari prosedur tersebut harus dinilai untuk setiap pasien oleh dokter terkait.
- PTCA hanya boleh dilakukan di lingkungan layanan kesehatan yang mendukung pelaksanaan bedah pintas arteri koroner (CABG - coronary artery bypass graft surgery) darurat jika terjadi komplikasi yang berpotensi mengancam jiwa atau komplikasi serius lainnya.
- PTCA pada pasien yang tidak dapat diterima sebagai kandidat untuk menjalani bedah pintas arteri koroner memerlukan pertimbangan yang saksama, termasuk kemungkinan dukungan hemodinamika selama PTCA karena pengobatan pada populasi pasien ini mengandung risiko tambahan.
- Berikan perhatian tertinggi dan pertimbangan yang saksama kepada pasien dengan reaksi berat terhadap zat kontras yang tidak dapat diberikan pengobatan sebelumnya secara memadai.
- Jangan melebihi tekanan pecah turuk sebagaimana ditunjukkan pada label produk. Penggunaan tekanan yang lebih tinggi dari yang ditentukan pada label produk dapat mengakibatkan pecahnya balon dengan kemungkinan kerusakan intima dan sobeknya pembuluh.
- Untuk mengurangi kemungkinan kerusakan pembuluh, diameter balon yang mengembang tidak boleh melebihi diameter pembuluh tepat pada posisi proksimal dan distal dari stenosis.
- Ketika kateter balon terpapar ke sistem vaskular, kateter harus dimanipulasi dalam observasi fluoroskopi berkualitas tinggi. Jangan dorong atau tarik kateter balon kecuali jika balon telah dikempiskan sepenuhnya dalam keadaan vakum dan tidak terdapat tahanan yang dapat dirasakan. Apabila terdapat tahanan, tentukan dan atasi penyebabnya sebelum melanjutkan. Tindakan tetap mendorong atau menarik kateter balon melawan tahanan tersebut dapat mengakibatkan kerusakan pada pembuluh serta kerusakan atau terpisahnya kateter balon.
- Untuk mencegah poros melengkung, rusak, atau terpisah, jangan sekali-kali gunakan tenaga yang kuat untuk menekuk atau memuntir bagian apa pun dari kateter balon. Jangan gunakan, atau coba meluruskan, kateter balon jika porosnya sudah bengkok atau melengkung; tindakan ini dapat mengakibatkan patahnya poros. Sebaliknya, siapkan kateter balon baru. Jangan coba memaksa kateter balon lewat dengan melawan tahanan yang signifikan.
- Jika terjadi kerusakan/pemisahan kateter balon, upaya pengambilan kembali setiap bagiannya harus dilakukan berdasarkan penentuan dokter atas kondisi pasien secara individu dan protokol pengambilan yang tepat.

9. PERHATIAN

- Sebelum angioplasti, kateter balon harus diperiksa untuk memverifikasi integritasnya dan memastikan bahwa ukurannya sesuai untuk prosedur spesifik yang akan menggunakan kateter tersebut. Jika porosnya bengkok, kateter tidak boleh digunakan.
- Selama prosedur, berikan terapi anti-koagulan dan vasodilator koroner yang tepat kepada pasien. Lanjutkan terapi ini selama jangka waktu yang tepat setelah prosedur.
- Saat memuat atau menukar kateter balon, kawat pemandu harus diseka dan dibersihkan dengan saksama untuk melancarkan gerakan kateter balon pada kawat.
- Jangan gerakkan kateter balon dengan paksa melawan tahanan yang signifikan.
- Jangan paparkan kateter balon pada pelarut organik, misalnya, isopropil alkohol. Paparan tersebut dapat menurunkan kinerja kateter balon.

10. PANDUAN OPERATOR

Setiap insiden serius yang terkait dengan alat harus dilaporkan ke Biosensors International® dan otoritas berwenang yang terkait sebagaimana yang diwajibkan oleh peraturan setempat.

10.1. Material yang diperlukan

Satu atau beberapa dari setiap material berikut diperlukan untuk PTCA, tetapi tidak dipasok dengan alat RISE SC:

- Selubung arteri dan perangkat dilatator
- Kateter pemandu (femoral atau brakial) dalam konfigurasi yang tepat untuk secara selektif memasukkan kanula ke arteri koroner dan dengan diameter bagian dalam minimum sebesar 0,056"/1,42mm (kompatibel dengan 5F)
- Kawat pemandu, diameter maksimum 0,014"/0,36 mm x panjang minimum 190 cm
- Alat torsi kawat pemandu
- Alat pengembangan dengan manometer
- Katup hemostatik
- Sumbat tiga jalur
- Alat suntik luer-lock 10 ml, 20 ml
- Larutan garam steril atau larutan garam steril dengan heparin
- Media kontras yang dilarutkan 1:1 dengan larutan garam biasa

10.2. Inspeksi sebelum penggunaan

Sebelum digunakan, periksa integritas kemasan steril, jangan gunakan jika kemasan ini rusak. Periksa dengan saksama kateter balon sebelum digunakan dan terutama periksa kateter balon untuk mendeteksi adanya tekukan, lengkungan, atau kerusakan lainnya. Verifikasikan juga semua peralatan yang akan digunakan selama prosedur. Jangan gunakan peralatan apa pun yang rusak, produk dari kemasan yang rusak atau kantong steril yang sudah tidak utuh, atau produk yang sudah kedaluwarsa. Verifikasikan bahwa ukuran kateter balon sesuai untuk prosedur spesifik yang dimaksudkan.

10.3. Persiapan kateter balon dan alat pengembangan

Persiapkan setiap peralatan yang akan digunakan dengan mengikuti petunjuk dari produsennya.

Selesaikan langkah berikut guna menyiapkan alat RISE SC untuk digunakan:

- Keluarkan kateter balon dari kemasan.
 - Lepaskan dengan hati-hati selubung pelindung yang menutupi balon dari ujung distal kateter balon. Stylet yang terpasang sebelumnya akan otomatis terlepas.
 - Persiapkan alat pengembangan dengan media pengembangan yang tepat (yang setara dengan campuran 1:1 antara media kontras dan larutan garam steril).
 - Persiapkan kateter balon untuk dibersihkan dengan menggunakan prosedur berikut:
 - Isi alat suntik luer-lock 20 ml atau alat pengembangan dengan sekitar 4 ml media pengembangan yang direkomendasikan (biasanya sesuai dengan campuran 1:1 antara media kontras dan larutan garam steril). Jangan gunakan udara atau media gas apa pun untuk mengembangkan kateter balon.
 - Pasang alat suntik atau alat pengembangan ke port pengembangan kateter balon, orientasikan kateter balon dengan ujung distal dan balon mengarah pada posisi vertikal ke bawah.
 - Berikan tekanan negatif. Secara perlahan lepaskan tekanan hingga netral, agar media kontras dapat mengisi poros kateter balon.
 - Lepaskan alat suntik atau alat pengembangan dari port pengembangan kateter balon.
 - Keluarkan semua udara dari alat suntik atau tabung alat pengembangan. Sambungkan kembali alat suntik atau alat pengembangan ke port pengembangan kateter balon.
 - Jaga tekanan negatif pada balon hingga tidak ada lagi udara yang kembali ke alat. Jika udara terus-menerus terisap (dapat diketahui dari munculnya gelembung), verifikasikan bahwa balon tidak bocor dengan cara mengembangkan balon dengan media pengembangan. Jangan gunakan kateter balon jika terdapat kebocoran.
 - Dengan perlahan, lepaskan tekanan alat hingga netral.
 - Lepaskan alat suntik luer-lock 20ml (jika digunakan) dan hubungan alat pengembangan ke port pengembangan kateter balon tanpa memasukkan udara ke dalam sistem.
- PERHATIAN:** Semua udara harus dikeluarkan dari balon dan diganti dengan zat kontras sebelum dimasukkan ke dalam tubuh (lalu ulangi langkah 4c hingga 4g, jika perlu). Jika langkah tersebut tidak dilakukan, dapat terjadi komplikasi.

10.4. Pemasukan dan penggunaan

- Persiapkan lokasi akses vaskular menurut praktik standar.
- Basahi permukaan kateter balon sepenuhnya dengan larutan garam biasa dengan heparin atau air steril untuk mengaktifkan pelapisan hidrofilik.
- Bilas dan isi lumen kawat pemandu kateter balon dengan larutan garam biasa dengan heparin.
- Sebelum menggunakan alat RISE SC, pastikan bahwa kateter pemandu sudah siap dan memberikan dukungan untuk memajukan kateter balon ke dalam pembuluh, dan bahwa kawat pemandu diposisikan dengan memadai melalui lesi.
- Masukkan kawat pemandu melalui katup hemostatik yang terhubung ke kateter pemandu, dengan mengikuti pedoman dari produsen atau praktik standar. Dengan panduan fluoroskopi, majukan dengan hati-hati kawat pemandu melalui kateter pemandu ke pembuluh yang diinginkan dan melewati stenosis target. Pasang alat torsi ke kawat pemandu, jika diinginkan.
- Masukkan ujung distal lumen kawat pemandu kateter balon ke kawat pemandu dari belakang dan pastikan bahwa kawat pemandu keluar dari ujung yang terletak sekitar 28 cm dari ujung distal balon.
- Isap dan bilas katup hemostatik serta kateter pemandu secara menyeluruh sebagai persiapan untuk memasukkan kateter balon.
- Dorong maju kateter balon di atas kawat pemandu hingga mendekati katup hemostatik pada kateter pemandu. Longgarkan katup hemostatik, masukkan kateter balon sambil menjaga posisi kawat pemandu dan memastikan balon sepenuhnya kempis. Selalu pastikan bahwa kateter balon dimajukan di atas kawat pemandu yang diposisikan melalui stenosis target dan ke dalam bagian distal arteri koroner.

9. Terus majukan kateter balon hingga segmen monorail berada di kateter pemandu dan kawat telah keluar dari kateter balon, lalu kencangkan katup hemostatik untuk menghasilkan perapatan di sekeliling kateter.

PERHATIAN: Jangan kencangkan katup hemostatik terlalu keras di sekitar poros kateter balon karena dapat menyebabkan penyempitan lumen yang memengaruhi pengembangan/pengempisan balon. Gerakan kateter balon di dalam kateter pemandu tidak boleh dibatasi. Jika dirasakan terdapat tahanan yang tidak biasa, jangan majukan kateter balon melalui katup hemostatik.

- Majukan kateter balon hingga penanda proksimal yang sesuai mendekati hub kateter pemandu. Di bawah fluoroskopi, terus majukan kateter balon di atas kawat pemandu, lalu masuk ke dalam stenosis.
- Verifikasikan pemosisian balon di sepanjang lesi sebelum pengembangan, dengan menggunakan penanda radiopak pada balon sebagai referensi, lalu gembungkan balon secara perlahan hingga tekanan yang tepat.

PERHATIAN: Jangan melebihi 10 kali pengembangan secara total. Jangan melebihi tekanan pecah turuk balon (lihat kartu kesesuaian yang disediakan pada alat dan RBP yang disebutkan di Tabel 1: Deskripsi Alat).
- Gunakan fluoroskopi selama dilatasi balon untuk menentukan bahwa balon sudah mengembangkan sepenuhnya (Tidak ada pemborosan residual).
- Setelah dilatasi dilakukan pada lesi, kempiskan balon sepenuhnya.
- Setelah selesainya pengempisan, tarik kateter balon kembali ke dalam kateter pemandu hingga keluar sepenuhnya.
- Setelah prosedur selesai, keluarkan kateter pemandu dari pembuluh, lalu ikuti praktik standar untuk menangani lokasi pemasangan.

11. TEKNIK PROSEDUR PERTUKARAN

Kateter Balon PTCA Biosensors RISE SC adalah kateter balon yang dapat ditukar dengan cepat. Untuk menjalankan prosedur pertukaran, lihat panduan berikut:

- Longgarkan katup hemostatik.
- Pegang kawat pemandu dan katup hemostatik di satu tangan, sambil menggenggam poros balon di tangan lainnya.
- Jaga posisi kawat pemandu di dalam arteri koroner dengan menahan kawat agar tetap diam dan mulai tarik kateter balon keluar dari kateter pemandu, sambil memantau posisi kawat di bawah fluoroskopi.
- Tarik kateter balon yang telah dikempiskan hingga mencapai takik pada lumen kawat pemandu (penanda yang menunjukkan takik) Dengan hati-hati, tarik bagian distal yang fleksibel dari kateter balon keluar dari katup hemostatik, sambil menjaga posisi kawat pemandu di sepanjang lesi.
- Geser ujung distal kateter balon keluar dari katup hemostatik, lalu kencangkan pada kawat pemandu untuk menahannya dengan kuat di tempatnya. Keluarkan sepenuhnya kateter balon dari kawat pemandu.
- Persiapkan kateter balon berikutnya yang akan digunakan, sebagaimana dijelaskan sebelumnya di bagian 10.3 *Persiapan kateter balon dan alat pengembangan*.
- Masukkan kateter balon yang lain pada kawat pemandu, sebagaimana dijelaskan sebelumnya dalam bagian 10.4 *Pemasukan dan penggunaan* lalu lanjutkan prosedur sesuai dengan petunjuk.

12. POTENSI KEJADIAN TIDAK DIINGINKAN

Kejadian yang tidak diinginkan dapat terkait dengan penggunaan kateter balon PTCA pada arteri koroner asli mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- Komplikasi jantung: infark miokard akut, tamponade jantung/efusi perikardium, syok kardiogenik, iskemia, Bedah Pintas Arteri Koroner (Coronary Artery Bypass Grafting - CABG) darurat, angina atau angina tidak stabil.
- Komplikasi arteri koroner: penutupan atau spasme pembuluh secara mendadak; aneurisme atau pseudoaneurisme; Arteri koroner yang diobati mengalami sobek, perforasi, pecah, atau cedera; restenosis pembuluh yang dilatasi; trombosis koroner; serta penyumbatan total pada arteri koroner, cangkakan pintas, atau cabang arteri.
- Komplikasi aritmia: aritmia, termasuk fibrilasi ventrikel.
- Komplikasi pernapasan: emboli.
- Komplikasi akses vaskular: fistula arteriovenosa, perdarahan atau hematoma (terutama di lokasi tusukan), infeksi dan/atau nyeri di lokasi pemasangan.
- Komplikasi neurologis: stroke, serangan iskemik transien (TIA - transient ischemic attack).
- Reaksi alergi terhadap terapi antikoagulasi dan/atau antitrombotik, media kontras, atau material sistem pengantaran.
- Kematian
- Hipotensi, hipertensi
- Gagal ginjal

13. REFERENSI

Dokter harus merujuk ke literatur terbaru mengenai praktik medis terkini untuk dilatasi balon koroner, seperti yang dipublikasikan oleh American College of Cardiology dan American Heart Association (ACC/AHA) atau European Society of Cardiology (ESC).

14. INFORMASI KONSELING PASIEN

Dokter harus memberikan informasi kepada pasien tentang kontraindikasi, peringatan, tindakan pencegahan, kejadian tidak diinginkan dan komplikasi dengan alat RISE SC, serta informasi tentang pengobatan alternatif.

15. CARA PENYIMPANAN DAN PEMBUANGAN

STERIL, NON-PIROGENIK. Alat ini disterilkan dengan sterilisasi etilena oksida.

ISI: 1 (satu) Keteter Balon PTCA RISE SC, 1 (satu) Petunjuk Penggunaan dan 1 (satu) kartu kesesuaian.

PENYIMPANAN: Simpan di tempat yang sejuk, gelap, dan kering. Jangan simpan pada suhu di atas 25°C.

PEMBUANGAN: Pembuangan alat dan kemasannya harus ditangani dengan cara yang berkelanjutan bagi lingkungan menurut peraturan setempat. Limbah berbahaya dari alat dan kemasan yang terkontaminasi dapat menimbulkan bahaya hayati dan harus dibuang dalam wadah yang tepat dan memenuhi persyaratan teknis yang spesifik.

16. LAPORAN RINGKASAN TENTANG KESELAMATAN DAN KINERJA KLINIS

Ringkasan keselamatan dan kinerja klinis (SSCP - summary of safety and clinical performance) untuk RISE SC terdapat di database Eropa tentang alat medis (Eudamed): <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>, dengan memasukkan Basic UDI-DI dari RISE SC (8888893RSCV4).

17. GARANSI

Biosensors International dan masing-masing afiliasinya (selanjutnya secara kolektif disebut Biosensors) menjamin bahwa produknya diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pada kemasan, petunjuk penggunaan, dan literatur yang terkait.

Jaminan ini menggantikan dan mengecualikan semua jaminan lain yang tidak secara tegas dinyatakan di sini, baik secara tersirat maupun tersurat, berdasarkan penegakan hukum atau cara lainnya, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, jaminan tersirat tentang kelayakan diperdagangkan atau kesesuaiannya untuk tujuan tertentu.

Biosensors tidak menanggung, ataupun memberikan wewenang kepada pihak lain untuk menanggung, segala kewajiban atau tanggung jawab lain atau tambahan yang berhubungan dengan produk ini.